

喵不湿 疏水猫砂



让猫尿样采集
干干净净, 轻松简单



- ✓ **无创** 猫自主排尿, 无需保定、麻醉或侵入性操作
- ✓ **安全** 无重金属、甲醛等毒性物质, SGS权威检测安全无毒
- ✓ **天然** 天然砂沙, 超低粉尘

慢性肾病 (CKD) 定期尿检

糖尿病筛查与管理

行为敏感猫 (穿刺/导尿困难)

下泌尿道疾病 (FLUTD) 初筛

老年猫/敏感猫健康监测

住院猫无创尿液采集

常规尿液采集方式vs. 喵不湿 疏水猫砂

采集方式	有创	应激程度	样本质量	操作时间	推荐度
导尿	是	高	好	10-20分钟	★★
膀胱穿刺	是	中-高	优	5-10分钟	★★
普通猫砂	否	低	差（被吸收/污染）	等待排尿	★
喵不湿	否	低	优（纯净未污染）	等待排尿	★★★★★

- ★ 喵不湿 疏水猫砂已经过SGS检验，无重金属、甲醛、增塑剂，安全、无毒。
- ★ 上海蓝思维动物医疗中心临床使用喵不湿 疏水猫砂采集尿液样本进行检测，发现与常规尿样检测一致性 >95%（pH、比重、蛋白、潜血等指标）。

● 喵不湿 疏水猫砂



500g*2/袋

扫码观看



产品介绍视频

订购与咨询



扫码咨询



订阅号

使用注意事项

- ① 产品已经过灭菌处理, 建议一次性使用。
- ② 产品请妥善存放于干燥阴凉处, 开封后请尽快使用。

客服专线

400-085-5299

9:00-18:00